

[illegible]

	İLK YARDIM SEDYELERİ BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-142-01/900
		Sayfa No	2 / 2
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:**ADI** : İlk Yardım Sedyeleri**ADEDİ** :**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR :**

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Sedyenin taşıyacağı vinç bağlantılarını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
2	Sedye üzerinde yaralı/hastayı bağlayacak emniyet kilitlerini sağlan mı kontrol et.	Periyodik	3 Ay
3	Sedye üzerinde yırtılma, kopma, çürüme vs. deformasyon var mı kontrol et.	Periyodik	3 Ay
4	Sedye hasta/yaralı için hijyenik durumda mı?	Periyodik	3 Ay
5	Taşıma sepetleri üzerinde periyodik muayene tarihleri görülüyor mu kontrol et. <i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i> <i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i>	Periyodik	3 Ay